



# DiodeLase PT

## Лазер для противоболевой терапии

NEW PRODUCT



### Применение

- ▶ Спортивные травмы
- ▶ Растяжение связок
- ▶ Растяжение мышц
- ▶ Посттравматические отеки и гематомы
- ▶ Артроз
- ▶ Артрит
- ▶ Триггерные точки
- ▶ Заболевание суставов
- ▶ Боль в колене
- ▶ Боль в бедре
- ▶ Боль в шее
- ▶ Боль в спине



### Отличительные особенности

- ▶ Безболезненное и неинвазивное воздействие
- ▶ Эффективное устранение болевого синдрома
- ▶ Противовоспалительный эффект
- ▶ Стимуляция микроциркуляции
- ▶ Биостимуляция
- ▶ Фототермический эффект
- ▶ Миорелаксация мышц
- ▶ Охлаждаемое воздействие на ткани
- ▶ Непродолжительное лечение
- ▶ Долговременный результат

**DiodeLase PT** – уникальный лазер для противоболевой терапии.

Отличительной особенностью DiodeLase PT является возможность одновременного использования трех длин волн (635/810/970 нм) для максимально эффективного проникновения лазерного излучения в ткани.

# DiodeLase PT

## Лазер для противоболевой терапии

### Оптические характеристики

Длина волны излучения, мкм	0,63	0,81	0,97
Максимальная выходная мощность, Вт	1	15	45
Режим работы	Импульсно-периодический, непрерывный		
Длительность импульса, мс	1 ... 1000	1 ... 1000	1 ... 1000

### Технические характеристики

Тип экрана	Сенсорный
Напряжение питания, В	220±10%
Размеры (В × Ш × Д), мм	253 × 310 × 419
Масса, кг	7

### Виды противоболевых насадок


### Диаметр пятна, мм

1- Перестраиваемая	40 ... 140
2- Охлаждаемая	15
3- Дистанционная	15
4- Контактная 1	20
5- Контактная 2	35

#### Преимущества:

- Охлаждаемая насадка позволяет делать манипуляции безопасными и безболезненными для пациента
- Большой выбор насадок позволяет работать как точно, так и с большими участками тканей
- Высокая мощность излучения DiodeLase PT в сочетании с тремя длинами волн, доставляет необходимую дозу энергии к зоне поражения любой глубины, что позволяет не только снять симптомы, но и вылечить хронические заболевания суставов
- Интуитивно понятный интерфейс
- Наличие предустановленных и персонализированных режимов
- Автоматический контроль дозы лазерной энергии
- Гарантия 3 года

#### Противоболевые насадки



+7 (496) 255 74 46  
sales@ntoire-polus.ru

[www.ipgphotonics.com](http://www.ipgphotonics.com)

**Правовое уведомление:** Вся информация о товаре является достоверной на момент публикации, производитель оставляет за собой право внесения изменений. Вся содержащаяся здесь информация налагает обязательства юридического характера на IPG лишь в том случае, если она была включена в соответствующие договоры купли-продажи. Допускается отсутствие некоторых позиций товаров. Пользователь принимает на себя все риски и берет всю ответственность связанную с применением продукта. Логотипы IPG, The Power to Transform являются зарегистрированными товарными знаками компании IPG Photonics Corporation. 2018 IPG Photonics Corporation. © Все права защищены.

